



Gebrauchsanweisung



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Produktbeschreibung

Halo Vents sind medizinische Geräte, die aus einer klebenden Hydrogelschicht und einer klebenden (latexfreien) Trägerschicht bestehen. Halo Vents enthalten keine medizinischen Substanzen und werden nicht aus tierischen oder menschlichen Derivaten hergestellt. Halo Vents sind flüssigkeitsundurchlässig und versiegeln die Wunde. Halo Vents sind für die Verwendung vorgesehen, bis der Patient in eine Gesundheitseinrichtung transportiert werden kann, wo sie zur Patientenuntersuchung und Nachsorge herausgenommen werden.

Anwendungsgebiete

Halo Vents sind für die Behandlung von Thoraxwunden konzipiert und verwenden standardmäßige Techniken zum Anlegen von Verbänden, die Rettungskräften und medizinischem Fachpersonal im präklinischen Bereich helfen. Halo Vents sind zum Abdecken und Schützen von Wunden konzipiert. Verwenden Sie den Verband nicht als Ersatz für Nähte und andere primäre Wundverschlussmethoden. Halo Vents sind Produkte zur einmaligen Verwendung. Versuche, Halo Vents wiederzuverwenden, können zu Verunreinigungen und Infektionen führen.

Bestimmungsgemäße Verwendung/Verwendungszweck

Halo Vents ermöglichen die Entlüftung von Brustwunden. Halo Vents unterstützen die Vorbeugung und Behandlung eines Spannungspneumothorax, der möglicherweise durch ein penetrierendes Thoraxtrauma verursacht wird.

Patientenprofil

Halo Vents sind für die Verwendung bei Patienten mit einer potenziellen Thoraxwunde vorgesehen.

Anwendung

1. Reinigen und trocknen Sie den Bereich.
2. Entfernen Sie die transparente Schutzfolie. Um eine Kontamination zu vermeiden, legen Sie es vor der Anwendung nicht auf eine sekundäre Oberfläche.
3. Platzieren Sie Halo Vent mit der Gelseite nach unten und Vent mittig über der Wunde.
4. Üben Sie leichten Druck aus – dehnen Sie während der Anwendung nicht.
5. Beurteilen Sie den Patienten weiterhin und überwachen Sie die Funktion der belüfteten Brustversiegelung. Überwachen Sie den Patienten auf Symptome der Entwicklung eines Spannungspneumothorax.

Zu diesen Symptomen können gehören:

- a. Scharfe Schmerzen im Brustbereich, erhöhte Atemfrequenz, Kurzatmigkeit, Tachykardie, ein schnelle Herzfrequenz im Ruhezustand oder niedriger Blutdruck.
- b. Blaue oder verfärbte Haut, Lippen oder Nägel oder eine Erweiterung der Drosselvene – eine Ausbuchtung der Venen, die auf der rechten Seite des Halses einer Person nach unten verlaufen.

6. Entlüften und versiegeln Sie Halo Vent bei Bedarf erneut.
7. Wenn weitere Brustwunden vorhanden sind, wiederholen Sie die Schritte 1–4 mit einem anderen Halo Vent-Produkt.
8. Transportieren Sie den Patienten zur Nachbehandlung und Untersuchung in die Notaufnahme.
9. Entsorgen Sie das Gerät nach Gebrauch gemäß den örtlichen Abfallrichtlinien für medizinische Geräte.



CLEAN AND DRY AREA



REMOVE PRODUCT FROM PACKAGING. REMOVE CLEAR LINER



APPLY PRODUCT WITH LIGHT PRESSURE. DO NOT STRETCH PRODUCT



TRANSPORT PATIENT TO EMERGENCY CARE FACILITY FOR POST TREATMENT




DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED OR OPEN



NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX



NOT STERILIZED DO NOT REUSE



STORAGE TEMPERATURE



MEDICAL DEVICE

Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

[medicaldevicesinc.com](https://www.medicaldevicesinc.com)



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



Gebrauchsanweisung



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Warnungen

- Blockieren Sie das Halo Vent nicht an Stellen, an denen es durch das Körpergewicht des Patienten oder andere Notfallprodukte blockiert werden kann, da dies seine ordnungsgemäße Funktion beeinträchtigen oder verhindern kann.
- Stellen Sie sicher, dass Halo Vent den Wundumfang vollständig abdichtet, um das Eindringen von Luft, Flüssigkeiten und Schmutz zu verhindern. Personen mit Thoraxverletzungen sollten zur sofortigen Untersuchung in eine Gesundheits- oder Traumaeinrichtung gebracht werden.
- Verwenden Sie Halo Vent nicht als Ersatz für Nähte und andere primäre Wundverschlussmethoden.
- Versuche, Halo Vent wiederzuverwenden, können zu Verunreinigungen und Infektionen führen.
- Entsorgen Sie das Gerät nach Gebrauch gemäß den örtlichen Abfallrichtlinien für medizinische Geräte.
- Platzieren Sie es nicht über hervorstehenden Objekten, da dies zu einer Verschlimmerung der Verletzungsgefahr oder zur Beschädigung der Belüftungsöffnungen führen kann.

Kontraindikationen

Nicht für postoperative Anwendungen verwenden.

Leistungsmerkmale

- Haftet unter extremen Bedingungen und Temperaturbereichen auf der Hautoberfläche, selbst in Gegenwart von Feuchtigkeit, Pleuraflüssigkeit und/oder Blut.
- Der Verband soll den Wundrand wirksam abdichten und so die Wunde bedecken und schützen.
- Ermöglicht die Entlüftung der Brusthöhle und ist undurchlässig für Flüssigkeiten, Luft und Fremdkörper, die aus der äußeren Umgebung in die Wunde eindringen können.

Klinischer Nutzen

- Reduziert das Risiko des Eindringens von Luft, Flüssigkeit oder Fremdkörpern, die die Wunde verunreinigen könnten.
- Bietet in Notfällen zusätzliche Zeit, bis der Patient in eine Gesundheitseinrichtung transportiert wird.
- Reduziertes Risiko eines Spannungspneumothorax.

Klinische Market

- Versiegelt den Wundrand wirksam, wenn es gemäß den Anweisungen des Herstellers angewendet wird.
- Undurchlässig für Flüssigkeiten, Luft und Fremdkörper, die die Wunde verunreinigen könnten.
- Ermöglicht das Ablassen von Luft aus der Brusthöhle, was wiederum das Risiko eines Spannungspneumothorax verringert.



Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

[medicaldevicesinc.com](https://www.medicaldevicesinc.com)



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

