



Lietošanas instrukcijas



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Produkta apraksts

Halo Vents ir medicīniskās ierīces, kas sastāv no lipīga hidrogēla slāņa un adhezīva (bez lateksa) pamatslāņa. Halo Vents nesatur nekādas ārstnieciskas vielas un nav izgatavotas no dzīvnieku vai cilvēku atvasinājumiem. Halo Vents ir šķidrums necaurļaidīgas un hermetizē brūci. Halo Vents ir paredzētas lietošanai līdz brīdim, kad pacientu varēs nogādāt veselības aprūpes iestādē, kur tās tiks izņemtas pacienta izvērtēšanai un pēcāprūpei.

Lietošanas norādījumi

Halo Vents ir izstrādātas, lai palīdzētu ārstēt krūšu kurvja brūces, izmantojot standarta pārsiešanas metodes, kas palīdz neatliekamās palīdzības sniedzējiem un medicīnas speciālistiem pirmsslimnīcas apstākļos. Halo Vents ir paredzētas brūču segšanai un aizsardzībai. Neizmantojiet pārsēju kā šuvju un citu primāro brūču aizvēršanas metožu aizstājēju. Halo Vents ir vienreiz lietojams produkts. Mēģinājumi atkārtoti izmantot Halo Vents var izraisīt piesārņojumu un infekciju.

Paredzētā izmantošana/Paredzētais mērķis

Halo Vents nodrošina gaisa izvadīšanu no krūšu kurvja brūcēm. Halo Vents palīdz novērst un pārvaldīt spriedzes pneimotoraksu, ko var izraisīt penetrējoša krūšu kurvja trauma.

Pacienta profils

Halo Vents ir paredzētas lietošanai pacientiem ar iespējamu krūšu kurvja brūci.

Izmantošana

1. Notīriet un nosusiniet uzlikšanas zonu.
2. Noņemiet caurspīdīgu pārklājumu. Nenovietojiet uz sekundārās virsmas pirms uzklāšanas, lai novērstu piesārņojumu.
3. Novietojiet Halo Vent ar gēla pusi uz leju ar Vent centru virs brūces.
4. Pielietojiet vieglu spiedienu – nestiepiet uzklāšanas laikā.
5. Turpiniet novērtēt pacienta stāvokli un uzraudzīt ventilējamā krūškurvja hermetizējuma darbību. Kontrolējiet, vai pacientam nerodas spriedzes pneimotoraksa attīstības simptomi.

Šie simptomi var būt šādi:

- a. Asas sāpes krūškurvī, paaugstināts elpošanas biežums, elpas trūkums, tahikardija, ātra sirdsdarbība miera stāvoklī vai zems asinsspiediens.
- b. Zila vai mainījusies ādas, lūpu vai nagu krāsa vai jūga vēnu uzpūšanās — vēnu, kas iet gar cilvēka kakla labo pusi, izspiedums.

6. Atgaisojiet un atkārtoti hermetizējiet Halo Vent, ja nepieciešams.
7. Ja ir papildu krūšu kurvja brūces, atkārtojiet 1.–4. darbību ar citu Halo Vent līdzekli.
8. Nogādājiet pacientu uz neatliekamās palīdzības iestādi pēcārstēšanai un stāvokļa novērtēšanai.
9. Pēc lietošanas izmetiet saskaņā ar vietējām medicīnisko ierīču atkritumu utilizēšanas vadlīnijām.



Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

medicaldevicesinc.com



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



Lietošanas instrukcijas



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Brīdinājumi

- Neaizsedziet Halo Vent vietās, kur to var aizsegt pacienta ķermeņa svars vai citi neatliekamās palīdzības līdzekļi, jo tas var samazināt vai apturēt produkta spēju pareizi darboties.
- Pārliedzinieties, ka Halo Vent pilnībā hermetizē brūces perimetru, lai novērstu gaisa, šķidrumu un gružu iekļūšanu. Personas, kurām ir krūšu kurvja traumas, nekavējoties jānogādā veselības aprūpes vai traumatoloģijas iestādē stāvokļa novērtēšanai.
- Neizmantojiet Halo Vent kā šuvju un citu primāro brūču aizvēršanas metožu aizstājēju.
- Mēģinājumi atkārtoti izmantot Halo Vent var izraisīt piesārņojumu un infekciju.
- Pēc lietošanas izmetiet saskaņā ar vietējām medicīnisko ierīču atkritumu utilizēšanas vadlīnijām.
- Nenovietojiet uz izvirzītiem priekšmetiem, jo tas var palielināt savainojumus vai sabojāt ventilācijas atveres.

Kontrindikācijas

Nelietot pēcoperācijas vajadzībām.

Īpašību raksturojums

- Pielīp pie ādas virsmas ekstremālos apstākļos un temperatūras diapazonos pat mitruma, pleiras šķidrumu un/vai asiņu klātbūtnē.
- Pārsējs ir paredzēts, lai efektīvi noslēgtu brūces perimetru, lai to pārklātu un aizsargātu.
- Ļauj gaisam izplūst no krūšu dobuma un ir nelaiž cauri šķidrumus, gaisu un gružus, kas var iekļūt brūcē no ārējās vides.

Klīniskās priekšrocības

- Samazina gaisa, šķidruma vai gružu iekļūšanas risku, kas var piesārņot brūci.
- Nodrošina papildu laiku ārkārtas gadījumos līdz pacienta nogādāšanai ārstniecības iestādē.
- Samazināts spriedzes pneimotoraksa risks.

Klīniskie efekti

- Efektīvi hermetizē brūces perimetru, ja tiek uzklāts, kā norādījis ražotājs.
- Nelaiž cauri šķidrumu, gaisu un gružus, kas var piesārņot brūci.
- Ļauj atbrīvot gaisu no krūšu dobuma, kas savukārt samazina spriedzes pneimotoraksa risku.



CLEAN AND DRY AREA



REMOVE PRODUCT FROM PACKAGING. REMOVE CLEAR LINER



APPLY PRODUCT WITH LIGHT PRESSURE. DO NOT STRETCH PRODUCT



TRANSPORT PATIENT TO EMERGENCY CARE FACILITY FOR POST TREATMENT




DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED OR OPEN



NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX



NOT STERILIZED DO NOT REUSE



STORAGE TEMPERATURE



MEDICAL DEVICE

Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

medicaldevicesinc.com



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



2862

EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

