



Instruções de utilização



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Descrição do produto

Os Halo Vents são dispositivos médicos que consistem numa camada adesiva de hidrogel e numa camada adesiva (não látex) de proteção da parte traseira. Os Halo Vents não contêm qualquer substância medicinal e não são fabricados a partir de derivados animais ou humanos. Os Halo Vents são impermeáveis a líquidos e isolam os ferimentos. Os Halo Vents destinam-se a ser utilizados até que o paciente possa ser transportado para uma unidade de cuidados de saúde, onde serão removidos para efeitos de avaliação e cuidados posteriores do paciente.

Indicações relativas à utilização

Os Halo Vents foram concebidos para auxiliarem no tratamento de ferimentos torácicos, através da utilização de técnicas de aplicação de curativos padrão que ajudam os socorristas e profissionais de saúde em ambientes pré-hospitalares. Os Halo Vents foram concebidos para cobrir e proteger ferimentos. Não utilizar o curativo para substituir suturas e outros métodos primários de fecho de ferimentos. Os Halo Vents são um produto de utilização única. Quaisquer tentativas de reutilização dos Halo Vents poderão resultar em contaminações e infeções.

Utilização/finalidade prevista

Os Halo Vents permitem a libertação de ar dos ferimentos torácicos. Os Halo Vents ajudam a prevenir e controlar a tensão pneumotorácica que pode resultar dos traumas de penetração torácica.

Perfil do paciente

Os Halo Vents destinam-se a ser utilizados em pacientes com possíveis ferimentos torácicos.

Aplicação

1. Limpar e secar a área.
2. Remover o revestimento transparente. Não colocar em qualquer superfície secundária antes da aplicação, a fim de evitar contaminações.
3. Colocar o lado do gel do Halo Vent voltado para baixo com o orifício de ventilação centrado sobre o ferimento.
4. Pressionar ligeiramente - não esticar durante a aplicação.
5. Continuar a avaliar o paciente e monitorizar a ação do isolamento torácico ventilado. Monitorizar o paciente para verificar se apresenta sintomas de desenvolvimento de pressão pneumotorácica.

Esses sintomas podem incluir:

- a. Dor torácica aguda, aumento da frequência respiratória, falta de ar, taquicardia, batimento cardíaco acelerado em repouso ou hipotensão arterial.
 - b. Pele, unhas ou lábios azulados ou descoloridos, ou distensão da veia jugular — uma protuberância nas veias descendentes do lado direito do pescoço do indivíduo.
6. Se necessário, ventilar e voltar a selar a Halo Vent.
 7. Caso se verifique a presença de ferimentos torácicos adicionais, repetir os passos 1 a 4 com outro produto Halo Vent.
 8. Transportar o cliente para uma unidade de cuidados de emergência para efeitos de pós-tratamento e avaliação.
 9. Descartar após a utilização, de acordo com as orientações locais em matéria de resíduos de dispositivos médicos.



Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

[medicaldevicesinc.com](https://www.medicaldevicesinc.com)



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



Instruções de utilização



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Avisos

- Não obstruir o Halo Vent, nos casos em que o mesmo possa ser obstruído pelo peso do paciente ou por outros produtos de tratamento de urgência, uma vez que isso pode reduzir ou impedir a sua capacidade de funcionar devidamente.
- Garantir que o Halo Vent isola completamente o perímetro do ferimento, a fim de evitar a penetração de ar, líquidos e detritos. As pessoas que tiverem lesões torácicas deverão ser transportadas imediatamente para uma unidade de cuidados de saúde ou traumatologia, a fim de serem avaliadas.
- Não utilizar o Halo Vent como substituto de suturas e outros métodos primários de fecho de ferimentos.
- Quaisquer tentativas de reutilização do Halo Vent poderão resultar em contaminações e infeções.
- Descartar após a utilização, de acordo com as orientações locais em matéria de resíduos de dispositivos médicos.
- Não colocar sobre objetos salientes, uma vez que isso pode agravar o estado da lesão ou danificar os orifícios de ventilação.

Contraindicações

Não utilizar para aplicações pós-cirúrgicas.

Caraterísticas de desempenho

- Adere à superfície da pele em condições extremas e intervalos de temperatura extremos, mesmo na presença de humidade, líquidos pleurais e/ou sangue.
- O curativo foi concebido para isolar de forma eficaz o perímetro do ferimento, a fim de o cobrir e proteger.
- Permite a libertação de ar da cavidade torácica e é impermeável a líquidos, ar e detritos que, de outro modo, poderiam penetrar no ferimento a partir do ambiente externo.

Benefícios clínicos

- Reduz o risco de penetração de ar, líquidos ou detritos que, de outro modo, poderiam contaminar o ferimento.
- Proporciona mais tempo em casos de urgência, até que o paciente seja transportado para uma unidade de saúde.
- Reduz o risco de tensão pneumotorácica.

Alegações clínicas

- Isola com eficácia o perímetro do ferimento, contanto que seja aplicado de acordo com as orientações do fabricante.
- Impermeável a líquidos, ar e detritos que, de outro modo, poderiam contaminar o ferimento.
- Permite a libertação de ar da cavidade torácica, o que, por sua vez, reduz o risco de tensão pneumotorácica.



CLEAN AND DRY AREA



REMOVE PRODUCT FROM PACKAGING. REMOVE CLEAR LINER



APPLY PRODUCT WITH LIGHT PRESSURE. DO NOT STRETCH PRODUCT



TRANSPORT PATIENT TO EMERGENCY CARE FACILITY FOR POST TREATMENT




DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED OR OPEN



NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX



NOT STERILIZED DO NOT REUSE



STORAGE TEMPERATURE



MEDICAL DEVICE

Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

[medicaldevicesinc.com](https://www.medicaldevicesinc.com)



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



2862

EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

