



Upute za upotrebu



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Opis proizvoda

Halo Seals medicinski su proizvodi koji se sastoje od sloja ljepljivog hidrogela i sloja ljepljive podloge (bez lateksa). Proizvodi Halo Seals ne sadržavaju ljekovite tvari i nisu proizvedeni od prerađevina životinjskog ili ljudskog podrijetla. Halo Seals ne propuštaju tekućine i zatvaraju ranu. Proizvodi Halo Seals namijenjeni su upotrebi dok se pacijent ne preveze u zdravstvenu ustanovu gdje će se ukloniti radi procjene pacijenta i daljnje skrbi.

Indikacije za upotrebu

Proizvodi Halo Seals osmišljeni su za prekrivanje i zaštitu rana. Nemojte upotrebljavati zavoj kao zamjenu za šavove i ostale primarne metode za zatvaranje rana. Halo Seals namijenjeni su za jednokratnu upotrebu, a pokušajima ponovne upotrebe proizvoda Halo Seals mogu se unijeti onečišćenja i infekcija.

Namjena/svrha

Proizvodi Halo Seals neresorptivni su i nesterilni, okluzivni zavoji za rane namijenjeni za prekrivanje rane i osiguravanje mehaničke barijere.

Profil pacijenta

Proizvodi Halo Seals namijenjeni su za upotrebu u pacijenata s potencijalnom ranom na prsištu.

Primjena

1. Očistite i osušite područje.
2. Skinite prozirnu oblogu. Nemojte postavljati na sekundarnu površinu prije primjene da biste spriječili kontaminaciju.
3. Postavite Halo Seal tako da je strana s gelom okrenuta prema dolje na sredinu rane.
4. Lagano pritisnite - nemojte rastezati tijekom nanošenja.
5. Nastavite s procjenom pacijenta i praćenjem zatvaranja rane na prsima. Pratite javljaju li se kod pacijenta simptomi pojačane boli ili otežanog disanja.
6. Ponovno zalijepite Halo Seal, ako je potrebno.
7. Ako su prisutne dodatne rane na prsištu, ponovite korake 1 – 4 drugim proizvodom Halo Seal.
8. Prevezite pacijenta u ustanovu za hitnu pomoć radi naknadne obrade i procjene.
9. Odložite u otpad nakon upotrebe u skladu sa smjernicama o otpadnim medicinskim proizvodima.



Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

[medicaldevicesinc.com](https://www.medicaldevicesinc.com)



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



2862

EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



Upute za upotrebu



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Upozorenja

- Pobrinite se da Halo Seal potpuno zatvori perimetar rane kako bi se spriječio ulazak zraka, tekućina i nečistoća. Osobe s ranama na prsištu treba odmah prevesti u ustanovu za zdravstvenu skrb ili traume radi procjene.
- Nemojte upotrebljavati Halo Seal kao zamjenu za šavove i ostale primarne metode zatvaranja rana.
- Pokušajima ponovne upotrebe proizvoda Halo Seal možete unijeti kontaminaciju i infekciju.
- Odložite u otpad nakon upotrebe u skladu sa smjernicama o otpadnim medicinskim proizvodima.
- Nemojte stavljati preko izbočenih predmeta jer time možete pogoršati ozljedu.

Kontraindikacije

Nemojte upotrebljavati za postkirurške primjene.

Karakteristike učinkovitosti

- Prianja za površinu kože u ekstremnim uvjetima i rasponima temperature, čak i u prisutnosti vlage, pleuralnih tekućina i/ili krvi.
- Obloga je osmišljena za učinkovito zatvaranje perimetra rane radi prekrivanja i zaštite.
- Zatvara prsnu šupljinu i ne propušta tekućine, zrak i nečistoće koje mogu prodrijeti u ranu iz vanjskog okruženja.

Kliničke koristi

- Smanjuje rizik od prodora zraka, tekućine ili nečistoća koje mogu kontaminirati ranu.
- Osigurava dodatno vrijeme u hitnim slučajevima dok se pacijent ne preveze u zdravstvenu ustanovu.

Kliničke tvrdnje

- Učinkovito zatvara perimetar rane ako se primijeni prema uputama proizvođača.
- Ne propušta tekućinu, zrak i nečistoće koje mogu kontaminirati ranu.



Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

medicaldevicesinc.com



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

