



Käyttöohjeet



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Tuotteen kuvaus

Halo Seal on lääkinällinen laite, joka koostuu hydrogeeliimakerroksesta ja (ei-lateksisesta) taustaliimakerroksesta. Halo Seal ei sisällä lääkkeitä, eikä sen valmistuksessa ole käytetty eläin- tai ihmisperäisiä materiaaleja. Halo Seal on nesteestäpitävä ja tiivistää haavan. Halo Seal on tarkoitettu käytettäväksi siihen asti, että potilas saadaan kuljetettua terveydenhuoltolaitokseen. Laitoksessa Halo Seal poistetaan potilaan arviointia ja jälkihoitoa varten.

Käyttöaiheet

Halo Seal peittää ja suojaa haavaa. Sidettä ei saa käyttää ompeleiden tai muiden ensisijaisten haavansulkumenetelmien korvikkeena. Halo Seal on kertakäyttöinen, ja uudelleenkäytön yrittäminen voi johtaa kontaminaatioon ja infekttioon.

Käyttötarkoitus

Halo Seal on resorboitumaton ja epästeriili okklusiivinen haavaside, joka on tarkoitettu peittämään haava ja muodostamaan mekaaninen este.

Potilasprofiili

Halo Seal on tarkoitettu käytettäväksi potilaille, joilla on mahdollinen rintakehän haava.

Käyttö

1. Puhdista ja kuivaa alue.
2. Irrota läpinäkyvä kalvo. Kontaminaation välttämiseksi sidettä ei saa asettaa muulle pinnalle ennen paikalleenasettamista.
3. Aseta Halo Seal haavan keskelle geelipinta alaspäin.
4. Paina kevyesti. Sidettä ei saa venyttää paikalleenasettamisen aikana.
5. Jatka potilaan arviointia ja tarkkaile rintaseiteen toimintaa. Tarkkaile potilasta kivun lisääntymisestä tai hengitysvaikeuksista kertovien oireiden varalta.
6. Tiivistä Halo Seal uudelleen tarvittaessa.
7. Jos potilaan rintakehässä on muita haavoja, toista vaiheet 1–4 toisella Halo Seal -tuotteella.
8. Vie potilas päivystykseen jälkihoitoa ja arviointia varten.
9. Hävitä tuote käytön jälkeen paikallisten lääkintälaitteiden koskevien ohjeiden mukaisesti.



Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

medicaldevicesinc.com



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



2862

EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



Käyttöohjeet



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Varoitukset

- Varmista, että Halo Seal tiivistää haavan ympäryksen kokonaan, jotta haavaan ei pääse ilmaa, nesteitä tai kappaleita. Henkilöt, joilla on rintakehän vammoja, on vietävä välittömästi terveydenhuoltolaitokseen tai päivystyspoliklinikalle arviointia varten.
- Halo Seal -sidettä ei saa käyttää ompeleiden tai muiden ensisijaisten haavansulkumenetelmien korvikkeena.
- Halo Seal -siteen uudelleenkäytön yrittäminen voi johtaa kontaminaatioon ja infekioon.
- Hävitä tuote käytön jälkeen paikallisten lääkintälaittejetettä koskevien ohjeiden mukaisesti.
- Tuotetta ei saa asettaa ulostyöntyvien esineiden päälle, sillä se voi pahentaa vammaa.

Vasta-aiheet

Ei saa käyttää leikkauksen jälkeen.

Suorituskykyominaisuudet

- Tarttuu ihoon äärimmäisissä olosuhteissa ja lämpötiloissa, myös silloin, kun alueella on kosteutta, pleuranestettä ja/tai verta.
- Side on suunniteltu tiivistämään haavan ympärys tehokkaasti haavan peittämiseksi ja suojaamiseksi.
- Tiivistää rintaontelon eikä päästä läpi nesteitä, ilmaa tai kappaleita, joita ympäristöstä voi kulkeutua haavaan.

Kliiniset hyödyt

- Vähentää kontaminaation aiheuttavien ilman, nesteiden ja kappaleiden haavaan tunkeutumisen riskiä.
- Antaa lisäaika hätätilanteissa siihen saakka, että potilas saadaan siirrettyä terveydenhuoltolaitokseen.

Kliiniset väitteet

- Tuote tiivistää haavan ympäryksen tehokkaasti, kun se asetetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Ei päästä läpi nesteitä, ilmaa tai kappaleita, jotka voisivat kontaminoida haavan.



Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

[medicaldevicesinc.com](https://www.medicaldevicesinc.com)



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

