



Instruções de utilização



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Descrição do produto

Os Halo Seals são dispositivos médicos que consistem numa camada adesiva de hidrogel e numa camada adesiva (não látex) de proteção da parte traseira. Os Halo Seals não contêm qualquer substância medicinal e não são fabricados a partir de derivados animais ou humanos. Os Halo Seals são impermeáveis a líquidos e isolam os ferimentos. Os Halo Seals foram concebidos para serem utilizados até o paciente poder ser transportado para uma unidade de cuidados de saúde, onde serão removidos para efeitos de avaliação e cuidados posteriores do paciente.

Indicações relativas à utilização

Os Halo Seals foram concebidos para cobrir e proteger ferimentos. Não utilizar o curativo para substituir suturas e outros métodos primários de fecho de ferimentos. Os Halo Seals são um produto de utilização única e qualquer tentativa de os reutilizar poderá resultar em contaminação e infeção.

Utilização/finalidade prevista

Os Halo Seals são curativos oclusivos não reabsorvíveis e não esterilizados concebidos para cobrir ferimentos e proporcionar uma barreira mecânica.

Perfil do paciente

Os Halo Seals foram concebidos para serem utilizados em pacientes com possíveis ferimentos torácicos.

Aplicação

1. Limpar e secar a área.
2. Remover o revestimento transparente. Não colocar em qualquer superfície secundária antes da aplicação, a fim de evitar contaminações.
3. Colocar o lado do gel do Halo Seal voltado para baixo e centrado sobre o ferimento.
4. Pressionar ligeiramente - não esticar durante a aplicação.
5. Continuar a avaliar o paciente e monitorizar a ação do isolamento do peito. Monitorizar o paciente para verificar se tem algum aumento da dor ou dificuldade em respirar.
6. Se necessário, voltar a selar o Halo Seal.
7. Em caso de presença de ferimentos torácicos, repetir os passos 1 a 4 com outro produto Halo Seal.
8. Transportar o cliente para uma unidade de cuidados de emergência para efeitos de pós-tratamento e avaliação.
9. Descartar após a utilização, de acordo com as orientações locais em matéria de resíduos de dispositivos médicos.



CLEAN AND DRY AREA



REMOVE PRODUCT FROM PACKAGING. REMOVE CLEAR LINER



APPLY PRODUCT WITH LIGHT PRESSURE. DO NOT STRETCH PRODUCT



TRANSPORT PATIENT TO EMERGENCY CARE FACILITY FOR POST TREATMENT




DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED OR OPEN



NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX



NOT STERILIZED DO NOT REUSE



STORAGE TEMPERATURE



MEDICAL DEVICE

Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

[medicaldevicesinc.com](https://www.medicaldevicesinc.com)



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



2862

EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



Instruções de utilização



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Avisos

- Garantir que o Halo Seal isola completamente o perímetro do ferimento, a fim de evitar a penetração de ar, líquidos e detritos. As pessoas que tiverem lesões torácicas deverão ser transportadas imediatamente para uma unidade de cuidados de saúde ou traumatologia, a fim de serem avaliadas.
- Não utilizar o Halo Seal como substituto de suturas e outros métodos primários de fecho de ferimentos.
- Quaisquer tentativas de reutilização do Halo Seal poderão resultar em contaminações e infeções.
- Descartar após a utilização, de acordo com as orientações locais em matéria de resíduos de dispositivos médicos.
- Não colocar sobre objetos salientes, uma vez que isso pode agravar o estado da lesão.

Contraindicações

Não utilizar para aplicações pós-cirúrgicas.

Caraterísticas de desempenho

- Adere à superfície da pele em condições extremas e intervalos de temperatura extremos, mesmo na presença de humidade, líquidos pleurais e/ou sangue.
- O curativo foi concebido para isolar de forma eficaz o perímetro do ferimento, a fim de o cobrir e proteger.
- Isola a cavidade torácica e é impermeável a líquidos, ar e detritos que, de outro modo, poderiam penetrar no ferimento a partir do ambiente externo.

Benefícios clínicos


- Reduz o risco de penetração de ar, líquidos ou detritos que, de outro modo, poderiam contaminar o ferimento.
- Proporciona mais tempo em casos de urgência, até que o paciente seja transportado para uma unidade de saúde.

Alegações clínicas

- Isola com eficácia o perímetro do ferimento, contanto que seja aplicado de acordo com as orientações do fabricante.
- Impermeável a líquidos, ar e detritos que, de outro modo, poderiam contaminar o ferimento.



CLEAN AND DRY AREA



REMOVE PRODUCT FROM PACKAGING. REMOVE CLEAR LINER



APPLY PRODUCT WITH LIGHT PRESSURE. DO NOT STRETCH PRODUCT



TRANSPORT PATIENT TO EMERGENCY CARE FACILITY FOR POST TREATMENT




DO NOT USE IF PACKAGE IS DAMAGED OR OPEN



NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX



NOT STERILIZED DO NOT REUSE



-34°C (-30°F) 60°C (140°F)
STORAGE TEMPERATURE



MEDICAL DEVICE

Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

medicaldevicesinc.com



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



2862

EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

