



Navodila za uporabo



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Opis izdelka

Halo Seals so medicinski pripomočki, ki so sestavljeni iz lepljive hidrogelne plasti in lepljive (brez lateksa) zadnje plasti. Halo Seals ne vsebujejo nobenih zdravilnih učinkovin in niso izdelani iz živalskih ali človeških derivatov. Halo Seals so neprepustni za tekočine in tesnijo rano. Halo Seals so namenjeni za uporabo, dokler pacienta ni mogoče prepeljati v zdravstveno ustanovo, kjer bodo odstranijo za oceno stanja pacienta in nadaljno nego.

Indikacije za uporabo

Halo Seals so zasnovani za pokrivanje in zaščito ran. Ne uporabljajte kot nadomestilo za šive in druge primarne metode zapiranja ran. Halo Seals je izdelek za enkratno uporabo in poskusi ponovne uporabe izdelka lahko povzročijo kontaminacijo in okužbo.

Predvidena uporaba/namen

Halo Seals so nevpojne in nesterilne okluzivne obloge za rane, namenjene prekrivanju rane in zagotavljanju mehanske pregrade.

Profil pacienta

Halo Seals so namenjeni za uporabo pri pacientih s potencialno torakalno rano.

Uporaba

1. Čist in suh prostor.
2. Odstranite prozorno podlogo. Ne postavljajte na sekundarno površino pred uporabo, da preprečite kontaminacijo.
3. Obloge Halo Seal položite z gel stranjo navzdol, centrirano čez rano.
4. Uporabite rahel pritisk – med nanašanjem ne raztegujte.
5. Še naprej ocenjujte stanje pacienta in spremljajte delovanje prsnega tesnila. Spremljajte pacienta glede simptomov povečane bolečine ali težav z dihanjem.
6. Po potrebi ponovno zatesnite Halo Seal.
7. Če so prisotne dodatne torakalne rane, ponovite korake 1-4 z drugim izdelkom Halo Seal.
8. Prepeljite pacienta v ustanovo za nujno oskrbo za naknadno zdravljenje in oceno.
9. Po uporabi odstranite v skladu z lokalnimi smernicami za odlaganje medicinskih odpadkov.



Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

[medicaldevicesinc.com](https://www.medicaldevicesinc.com)



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



Navodila za uporabo



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Opozorila

- Zagotovite, da Halo Seal popolnoma zatesni obod rane, da se prepreči vstop zraka, tekočin in drobcev. Osebe s torakalnimi poškodbami je treba nemudoma prepeljati v zdravstveno ustanovo ali travmatološko ustanovo na oceno.
- Ne uporabljajte Halo Seal kot nadomestilo za šivanje in druge metode primarnega zapiranja ran.
- Poskusi ponovne uporabe Halo Seal lahko povzročijo kontaminacijo in okužbo.
- Po uporabi odstranite v skladu z lokalnimi smernicami za odlaganje medicinskih odpadkov.
- Obloge ne nameščajte preko štrlečih predmetov, saj lahko to dodatno poslabša poškodbo.

Kontraindikacije

Ne uporabljajte za kooperativne aplikacije.

Značilnosti delovanja

- Prilepi se na površino kože v ekstremnih pogojih in temperaturnih območjih, tudi v prisotnosti vlage, plevralne tekočine in/ali krvi.
- Obloga je zasnovana tako, da učinkovito zatesni obod rane, da jo prekrije in zaščiti.
- Obloga tesni prsno votlino in je neprepustna za tekočine, zrak in drobce, ki lahko prodrejo v rano iz zunanjega okolja.

Klinične prednosti

- Zmanjšuje tveganje vdora zraka, tekočine ali drobcev, ki lahko kontaminirajo rano.
- Zagotavlja dodaten čas v nujnih primerih, dokler pacienta ne prepeljejo v zdravstveno ustanovo.

Klinične trditve

- Učinkovito zatesni obod rane, če se uporablja po navodilih proizvajalca.
- Neprepustno za tekočino, zrak in drobce, ki lahko kontaminirajo rano.



Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

medicaldevicesinc.com



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



2862

EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

