



## Инструкции за употреба



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



### Описание на продукта

Halo XLs са медицински изделия, които се състоят от адхезивен хидрогелен слой и адхезивен (нелатексов) поддържащ слой. Halo XLs не съдържат никакви медицински вещества и не са изградени от животински или човешки производни. Halo XLs са непроницаеми за течности и запечатват раната. Halo XLs са предназначени за използване, докато пациентът може да бъде транспортиран до здравно заведение, където ще бъдат отстранени за оценка на пациента и последващи грижи.

### Показания за употреба

Halo XLs са предназначени да покриват и предпазват рани. Не използвайте превръзката като заместител на конци и други първични методи за затваряне на рани. Halo XLs са продукт за еднократна употреба и опитите за повторна употреба на Halo XLs могат да причинят замърсяване и инфекция.

### Употреба по предназначение/Предвидено предназначение

Halo XLs са нерезорбируеми и нестерилни оклузивни превръзки за рани, предназначени да покрият раната и да осигурят механична бариера.

### Профил на пациента

Halo XLs са предназначени за използване при пациенти с потенциална гръдна рана.

### Приложение

1. Чиста и суха зона.
2. Отстранете прозрачната подложка. Не поставяйте върху вторична повърхност преди нанасяне, за да предотвратите замърсяване.
3. Поставете гела Halo XL със страната надолу, центрирано върху раната.
4. Използвайте лек натиск - не разтягайте по време на нанасяне.
5. Продължете да оценявате пациента и да наблюдавате действието на гръдното уплътнение. Наблюдавайте пациента за симптоми на повишена болка или затруднено дишане.
6. Запечатайте отново Halo XL, ако е необходимо.
7. Ако има допълнителни гръдни рани, повторете стъпки 1-4 с друг продукт Halo XL.
8. Транспортирайте пациента до заведението за спешна помощ за последващо лечение и оценка.
9. Изхвърлете след употреба съгласно местните указания за отпадъци от медицински изделия.



Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

[medicaldevicesinc.com](https://www.medicaldevicesinc.com)



Medical Devices, Inc.  
11501 Metro Airport Center  
Dr, STE 100, Romulus,  
MI 48174, USA  
+1 (800) 828-4681  
info@medicaldevicesinc.com



EC REP

Obelis s.a.  
Bd. Général Wahis 53  
1030 Brussels, Belgium  
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54  
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



# Инструкции за употреба



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



## Предупреждения

- Уверете се, че Halo XL напълно запечатва периметъра на раната, за да предотврати навлизането на въздух, течности и остатъци. Лицата, които имат наранявания на гръдния кош, трябва незабавно да бъдат транспортирани до здравно заведение или травматологично заведение за оценка.
- Не използвайте Halo XL като заместител на шевове и други първични методи за затваряне на рани.
- Опитите за повторна употреба на Halo XL могат да причинят замърсяване и инфекция.
- Изхвърлете след употреба съгласно местните указания за отпадъци от медицински изделия.
- Не поставяйте върху стърчащи предмети, тъй като това може да влоши нараняването.

## Противопоказания

Да не се използва за следоперативни приложения.

## Експлоатационни характеристики

- Прилепва към повърхността на кожата при екстремни условия и температурни диапазони, дори при наличие на влага, плеврални течности и/или кръв.
- Превръзката е предназначена за ефективно уплътняване на периметъра на раната, за да я покрие и защити.
- Запечатва гръдната кухина и е непроницаем за течности, въздух и отломки, които могат да проникнат в раната от външната среда.

## Клинични ползи

- Намалява риска от проникване на въздух, течност или остатъци, които могат да замърсят раната.
- Осигурява допълнително време при спешни случаи до транспортиране на пациента до здравно заведение.

## Клинични претенции

- Ефективно запечатва периметъра на раната, ако се прилага според указанията на производителя.
- Непроницаема за течности, въздух и остатъци, които могат да замърсят раната.



Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

[medicaldevicesinc.com](https://medicaldevicesinc.com)



Medical Devices, Inc.  
11501 Metro Airport Center  
Dr, STE 100, Romulus,  
MI 48174, USA  
+1 (800) 828-4681  
info@medicaldevicesinc.com



2862

EC REP

Obelis s.a.  
Bd. Général Wahis 53  
1030 Brussels, Belgium  
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54  
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

