



Brugsanvisning



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Beskrivelse af produkt

Halo XLs er medicinsk udstyr, der består af et klæbende hydrogellag og en klæbende (ikke-latex) bagsidelag. Halo XLs indeholder ingen medicinske stoffer og er ikke konstrueret af animalske eller menneskelige derivater. Halo XLs er uigennemtrængelige for væsker og vil forsegle såret. Halo XLs er beregnet til brug, indtil patienten ankommer til en sundhedsfacilitet, hvor de vil blive fjernet til patientevaluering og efterbehandling.

Brugsanvisninger

Halo XLs er designet til at dække og beskytte sår. Brug ikke bandagen som erstatning for suturer og andre primære metoder for sårlukning. Halo XLs er et engangsprodukt og genbrug af disse kan introducere kontaminering og infektion.

Tilsigtet brug/tilsigtet formål

Halo XLs er ikke-resorberbare og ikke-sterile, okklusive sårbandager, beregnet til ækning af et sår og til at give en mekanisk barriere.

Patientprofil

Halo XLs er beregnet til brug hos patienter med et potentielt thoraxsår.

Anvendelse

1. Rent og tørt område.
2. Fjern den gennemsigtige foring. Må ikke placeres på sekundær overflade før påføring for at forhindre at der opstår en kontaminering.
3. Placer Halo XL med gelsiden nedad centreret over såret.
4. Brug et let tryk - stræk ikke under påføring.
5. Fortsæt med at bedømme patientens kondition og overvåge brystforseglingens virkning. Overvåg patienten for symptomer på øget smerte eller besvær med at trække vejret.
6. Genforsegl Halo XL, hvis dette er nødvendigt.
7. Hvis der er yderligere thoraxsår, skal trin 1-4 gentages med et andet Halo XL-produkt.
8. Transporter patienten til akutmodtagelse for efterbehandling og udredning.
9. Bortskaffelse efter brug skal ske i henhold til lokale retningslinjer for affald af medicinsk udstyr.



Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

[medicaldevicesinc.com](https://www.medicaldevicesinc.com)



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



Brugsanvisning



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Advarsler

- Sørg for, at Halo XL forsegler sårets omkreds helt for at forhindre, at luft, væsker og snavs trænger ind. Personer, der har thoraxskader, skal straks transporteres til et sundheds- eller traumecenter for evaluering.
- Brug ikke Halo XL som erstatning for suturer og andre primære metoder for sårlukning.
- Forsøg på genbrug af Halo XL kan medføre kontaminering og infektion.
- Bortskaffelse efter brug skal ske i henhold til lokale retningslinjer for affald af medicinsk udstyr.
- Placer ikke over udragende genstande, da dette kan forværre skaden.

Kontraindikationer

Må ikke bruges til post-kirurgiske applikationer.

Præstationskarakteristika

- Vil klæbe til hudoverfladen under ekstreme forhold og temperaturområder, selv ved tilstedeværelse af fugt, pleuravæsker og/eller blod.
- Forbindingen er designet til effektivt at forsegle sårets omkreds for at dække og beskytte det.
- Forsegler brysthulen og er uigennemtrængelig for væsker, luft og snavs, der kan trænge ind i såret fra de ydre omgivelser.

Kliniske fordele

- Reducerer risikoen for indtrængning af luft, væske eller snavs, der kan kontaminere såret.
- Vil give ekstra tid i nødstilfælde, indtil patienten kommer frem til en sundhedsfacilitet.

Kliniske påstande

- Vil effektivt forsegle sårets omkreds, hvis det påføres som anvist af producenten.
- Uigennemtrængelig for væske, luft og snavs, der kan kontaminere såret.



Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

medicaldevicesinc.com



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

