



## Kasutusjuhend



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



### Toote kirjeldus

Õhkrinna plaaster Halo XL on meditsiiniseade, mis koosneb kleepuvast hüdrogeelikihist ja kleepuvast (mittelateksist) aluskihist. Õhkrinna plaaster Halo XL ei sisalda meditsiinilisi aineid ega ole valmistatud inim- või loomse päritoluga saadustest. Õhkrinna plaaster Halo XL on vedelikku mitteläbilaskev ja tihendab haava. Õhkrinna plaaster Halo XL on mõeldud kasutamiseks seni, kuni patsienti transporditakse tervishoiuasutusse, kus see eemaldatakse, et hinnata patsiendi olukorda ja teda ravida.

### Näidustused kasutamiseks

Õhkrinna plaaster Halo XL on mõeldud haavade katmiseks ja kaitsmiseks. Ärge kasutage plaastrit õmbluste ja muude esmaste haava sulgemismeetodite asendajana. Õhkrinna plaaster Halo XL on ühekordselt kasutatav toode ja nende uuesti kasutamine võib põhjustada saastumist ja infektsiooni.

### Sihtotstarbeline kasutus / sihtotstarve

Õhkrinna plaaster Halo XL on mitteresorbeeruv ja mittesteriilne oklusiivne haavaside, mis on mõeldud haava katmiseks ja mehaanilise tõkke loomiseks.

### Patsiendi profiil

Õhkrinna plaaster Halo XL on mõeldud kasutamiseks patsientide puhul, kellel on rindkere haav.

### Kasutamine

1. Puhastage ja kuivatage ala.
2. Eemaldage läbipaistev kilekate. Ärge asetage saastumise vältimiseks plaastrit enne pealepanekut muule pinnale.
3. Asetage õhkrinna plaaster Halo XL haava keskele geeliga allapoole.
4. Kasutage kergelt survet – ärge pealepaneku ajal venitage .
5. Jätkake patsiendi seisundi hindamist ja jälgige õhkrinna plaastri toimet. Jälgige patsienti, kas tal on suurenenud valu või tekkinud hingamisraskused.
6. Vajadusel kinnitage õhkrinna plaaster Halo XL uuesti.
7. Kui rindkeres on veel haavu, korrake õhkrinna plaastriga Halo XL tegevusi 1–4.
8. Viige patsient järelraviks ja olukorra hindamiseks kiirabisse.
9. Pärast kasutamist kõrvaldage vastavalt kohalikele meditsiiniseadmete jäätmejuhistele.



Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

[medicaldevicesinc.com](https://medicaldevicesinc.com)



Medical Devices, Inc.  
11501 Metro Airport Center  
Dr, STE 100, Romulus,  
MI 48174, USA  
+1 (800) 828-4681  
info@medicaldevicesinc.com



EC REP

Obelis s.a.  
Bd. Général Wahis 53  
1030 Brussels, Belgium  
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54  
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



# Kasutusjuhend



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



## Hoiatused

- Veenduge, et õhkrinna plaaster Halo XL sulgeks täielikult haava ümbruse, et vältida õhu, vedelike ja prahi sisenemist. Inimesed, kellel on rindkere vigastus, tuleb viivitamatult transportida ülevaatuseks tervishoiuasutusse.
- Ärge kasutage õhkrinna plaastrit Halo XL õmbluste ja muude esmaste haava sulgemismeetodite asendajana.
- Kui proovida õhkrinna plaastrit Halo XL uuesti kasutada võib põhjustada saastumist ja infektsiooni.
- Pärast kasutamist kõrvaldage vastavalt kohalikele meditsiiniseadmete jäätmejuhistele.
- Ärge asetage väljaulatuvate esemete kohale, kuna see võib vigastusi süvendada.

## Vastunäidustused

Mitte kasutada operatsioonijärgselt.

## Toimivusnäitajad

- Kinnitub nahapinnale äärmuslikes tingimustes ja temperatuurivahemikes, isegi niiskuse, pleuravedelike ja/või vere olemasolul.
- Plaastri eesmärk on tõhusalt tõmmata kokku haava ümbrust, et katta ja kaitsta seda.
- Sulgeb rindkereõõne ja ei lase läbi vedelikke, õhku ja prahti, mis võivad väliskeskkonnast haava tungida.

## Kliinilised eelised

- Vähendab võimalikku õhu, vedeliku või prahi sisenemist, mis võivad haava saastada.
- Annab erakorralistel juhtudel lisaega, kuni patsient toimetatakse tervishoiuasutusse.

## Kliinilised väited

- Sulgeb tõhusalt haava ümbruse, kui seda kasutatakse vastavalt tootja juhistele.
- Ei lase läbi vedelikke, õhku ega prügi, mis võivad haava saastada.



Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

[medicaldevicesinc.com](https://www.medicaldevicesinc.com)



Medical Devices, Inc.  
11501 Metro Airport Center  
Dr, STE 100, Romulus,  
MI 48174, USA  
+1 (800) 828-4681  
info@medicaldevicesinc.com



2862

EC REP

Obelis s.a.  
Bd. Général Wahis 53  
1030 Brussels, Belgium  
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54  
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

