



Naudojimo instrukcijos



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Gaminio aprašymas

„Halo XLs“ yra medicinos prietaisai, kuriuos sudaro lipnus hidrogelio sluoksnis ir lipnus (ne latekso) pagrindo sluoksnis. „Halo XLs“ nėra jokių vaistinių medžiagų ir jie nėra pagaminti iš gyvūnų ar žmonių darinių. „Halo XLs“ nepraleidžia skysčių ir užsandarina žaizdą. „Halo XLs“ žaizdos sandarikliai naudojami tol, kol pacientas bus nugabentas į sveikatos priežiūros įstaigą, kur jie bus nuimti, kad būtų galima įvertinti paciento būklę ir atlikti tolesnę priežiūrą.

Naudojimo indikacijos

„Halo XLs“ sandarikliai skirti žaizdoms uždengti ir apsaugoti. Nenaudokite sandariklio vietoj siūlų ir kitų pirminių žaizdos užvėrimo metodų. „Halo XLs“ sandarikliai yra vienkartiniai. Pakartotinis naudojimas gali sukelti užkrėtimą ir infekciją.

Paskirtis/Naudojimo tikslas

„Halo XLs“ yra nerezorbuojamas, nesterilus okliuzinis žaizdų tvarstis, skirtas žaizdoms uždengti ir mechaninei apsaugai užtikrinti.

Paciento profilis

„Halo XLs“ skirti pacientams, turintiems galimą krūtinės ląstos žaizdą.

Naudojimas

1. Nuvalykite ir nusausinkite vietą.
2. Nuimkite skaidrią plėvelę Norint išvengti užteršimo, prieš uždėjimą nedėkite ant jokio kito paviršiaus.
3. Uždėkite „Halo XL“ gelį žemyn, centruodami virš žaizdos.
4. Švelniai prispauskite – netempkite uždėdami.
5. Nuolat stebėkite paciento būklę ir krūtinės sandariklio veikimą. Stebėkite, ar pacientui neatsiranda stiprėjančio skausmo ar kvėpavimo sutrikimų.
6. Jei reikia, vėl užsandarinkite „Halo XL“.
7. Jei yra daugiau krūtinės ląstos žaizdų, pakartokite 1–4 veiksmus su kitu „Halo XL“ sandarikliu.
8. Nugabentkite pacientą į skubios pagalbos įstaigą tolimesniam gydymui ir įvertinimui.
9. Po naudojimo išmeskite pagal vietines medicininių atliekų tvarkymo taisykles.



Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

[medicaldevicesinc.com](https://www.medicaldevicesinc.com)



Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03



Naudojimo instrukcijos



INSTRUCTIONS AVAILABLE



TRANSLATION AVAILABLE

<https://medicaldevicesinc.com/ifu/>



Įspėjimai

- Įsitikinkite, kad „Halo XL“ sandariklis visiškai užsandarina žaizdos perimetrą, kad į žaizdą nepatektų oro, skysčių ir šiukšlių. Krūtinės ląstos sužalojimus patyrusius asmenis reikia nedelsiant vežti į sveikatos priežiūros arba traumatologijos įstaigą, kad būtų įvertinti.
- Nenaudokite sandariklio vietoj siūlų ir kitų pirminių žaizdos užvėrimo metodų.
- Pakartotinis „Halo XL“ sandariklio naudojimas gali sukelti užteršimą ir infekciją.
- Po naudojimo išmeskite pagal vietines medicininių atliekų tvarkymo taisykles.
- Nedėkite ant išsikišusių objektų, kad nepasunkintumėte sužalojimo.

Kontraindikacijos

Nenaudoti pooperaciniam gydymui.

Našumo charakteristikos

- Tvirtai prilimpa prie odos net ekstremaliomis sąlygomis ir įvairiose temperatūrose, net esant drėgmei, pleuros skysčiams ar kraujui.
- Sandariklis sukurtas taip, kad efektyviai užsandarintų žaizdos kraštus, ją uždengtų ir apsaugotų.
- Užsandarina krūtinės ląstos ertmę ir yra nepralaidus skysčiams, orui bei nešvarumams, kurie gali patekti į žaizdą iš išorinės aplinkos.

Klinikinė nauda

- Sumažina riziką, kad į žaizdą pateks oras, skysčiai ar nešvarumai, galintys ją užteršti.
- Suteikia papildomo laiko skubios pagalbos atvejais, kol pacientas bus nugabentas į gydymo įstaigą.

Klinikiniai teiginiai

- Efektyviai užsandarina žaizdos kraštus, jei naudojama pagal gamintojo nurodymus.
- Nepralaidus skysčiams, orui ir nešvarumams, kurie gali užteršti žaizdą.



Please contact or report any serious incidents regarding this product to the manufacturer and regulatory authorities.

[medicaldevicesinc.com](https://www.medicaldevicesinc.com)

Medical Devices, Inc.
11501 Metro Airport Center
Dr, STE 100, Romulus,
MI 48174, USA
+1 (800) 828-4681
info@medicaldevicesinc.com



2862

EC REP

Obelis s.a.
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2. 732. 59. 54
Fax: +(32) 2. 732. 60. 03

